

venize

Gebrauchsanweisung zu Deinem Peniskäfig

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Anwendung: Der Peniskäfig ist ausschließlich zum Tragen am Penis vorgesehen und dient dazu, dem Träger die Erektion zu verweigern. Der Partner bekommt die Kontrolle über die Erektion des Trägers und somit über seinen Orgasmus. Wähle für den Anfang den größten Ring aus und führe den Penis sowie auch die Hoden hinein. Warte einige Minuten und tausche den Ring gegen einen kleineren aus. Wiederhole die Prozedur, bis Du die perfekte Ringgröße für Dich findest. Je enger der Ring sitzt, desto sicherer ist der Peniskäfig. Sollte der Ring zu eng sitzen und Deine Hoden gegebenenfalls blau anlaufen, solltest Du einen größeren Ring wählen. Hast Du die für Dich ideale Größe ausfindig gemacht, führe das nicht erigierte Glied, gegebenenfalls mit etwas Gleitmittel, in den Schaft des Käfigs. Schiebe die Stifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Der Schließstift wird in die mittlere Öffnung geschoben und anschließend mit dem beiliegenden Schloss oder mit einem der Kunststoffsiegel verschlossen. Die Tragedauer des Peniskäfigs sollte nach und nach erweitert werden. Trage den Käfig nicht länger als 4 Stunden pro Tag. Du kannst Dich allerdings langsam Woche für Woche steigern, bis die gewünschte Tragedauer erreicht wurde. Dank der Öffnung an der Spitze kannst Du auch während des Tragens Wasser lassen. Der Peniskäfig sollte vor dem ersten Tragen und nach jeder Benutzung gründlich gereinigt werden. Vor dem Anlegen des Käfigs sollte der Schambereich rasiert werden, um das Einklemmen von Haaren zu verhindern.

Spezifikationen zu Artikelnummer 009633TO

Gewicht brutto (in g): 118; Gewicht netto (in g): 109

Länge min (in mm): 75; Länge max (in mm): 75

Durchmesser min (in mm): 33; Durchmesser max (in mm): 48

Material: PC / POM Kunststoff

Reinigungshinweis: Reinige Dein Toy oberflächlich mit einem feuchten Tuch. Nutze danach einen speziellen Reiniger wie ToySterile: Einsprühen, kurz einwirken lassen, mit einem fusselfreien Tuch abwischen.

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Unsere Kunden nutzen dafür die E-Mail Adresse hallo@venize.de.

Warn- und Sicherheitshinweise:

Das Toy ist ein Sexspielzeug für Erwachsene und kein Produkt mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung der genannten Punkte sowie der hier aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise:

Verletzungsgefahr durch Piercings oder Schmuck!

Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch von Lovetoys, wenn diese sonst störend sind.

Verletzungsgefahr bei gereizter oder verletzter Haut!

Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten.

Verletzungsgefahr bei Kindern!

Bewahre Dein Toy außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Das Produkt ausschließlich gemäß der Gebrauchsanweisung benutzen und bedienen, nicht zweckentfremden!
- Das Produkt ist vor und nach jeder Benutzung zu reinigen, es muss steril sein, bevor es in die Harnröhre eingeführt wird.
- Für einen sicheren und angenehmen Gebrauch empfehlen wir dringend die Verwendung von reichlich wasserbasierten Gleitmittel (wie z.B. Waterglide). Verwende keine Gleitmittel, die nicht auf Wasserbasis produziert werden, sonst kann das Material der Toys angegriffen werden. Von einer Verwendung ohne Gleitmittel raten wir ebenfalls ab, um Hautreizungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Unwohlsein oder Schmerzen sollte das Produkt nicht weiter verwendet werden.
- Im Falle einer Schwangerschaft, Allergie, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, bei Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung o.ä. konsultiere vor der Verwendung des Toys Deinen zuständigen Arzt.
- Wir empfehlen, einen Bereich nicht länger als 15 Minuten zu stimulieren, um eine Überreizung zu verhindern.

venize

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel!

Die Waren werden bitte unter Bezugnahme auf die Garantie an die folgende Adresse gesendet:

B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen
Terminal 2 Retourenannahme
Fuggerstraße 17
33689 Bielefeld

Mehr dazu findest Du unter <https://www.venize.de/365-tage-geld-zurueck-garantie>

Venize Trading GmbH
Dortmunder Str. 34, 28199 Bremen
E-Mail für unsere Kunden: hallo@venize.de